

SB 培养基(Super Broth)

Super Broth 培养基简称 SB 培养基, 可用于各种细菌培养, 是分子生物学常规试剂。 Super Broth 培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、氯化钠组成, 其酵母提取物浓度比常规 LB 培养基高 2 倍, 经 15psi 高压灭菌 20min。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
SB 培养基(Super Broth)	JLC3278	500ml	165	4℃

操作步骤:

根据实验具体要求操作。加入合适的抗菌素和菌种进行培养。

注意事项:

注意无菌操作, 尽量避免污染。为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。