

丁酸钠溶液(5mol/L)

丁酸钠(Sodium butyrate)分子量为 110.09, CAS 号为 156-54-7, 有利于维护肠道功能。在分子生物学领域可增加含病毒启动子的转染基因的表达(抑制组氨酸脱乙酰), 阻断 DNA 合成。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
丁酸钠溶液(5mol/L)	JLC3305	100ml	990	-20℃

操作步骤:

根据实验具体要求操作。工作浓度常为 2~5mmol/L

注意事项:

注意无菌操作, 避免反复冻融。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。