

YPD/YEPD 培养基

YPD 培养基又称 YEPD 培养基，可用于多种细菌培养，主要用于酵母常规生长的复合培养基。YPD 培养基主要由胰蛋白胨、酵母提取物、葡萄糖等组成，其浓度比常规 LB 培养基高，不含琼脂，经高压灭菌处理 20min。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
YPD/YEPD 培养基	JLC3291	500ml	190	4℃

操作步骤：

加入合适的抗菌素和菌种进行培养。如需制备平板，加入 2%的琼脂后，高压灭菌 20min，待冷至 60~70℃ 后，加入并加入合适的抗菌素。

注意事项：

注意无菌操作，尽量避免污染。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。