

YPD/YEPD 培养基粉剂

YPD 培养基又称 YEPD 培养基，可用于多种细菌培养，主要用于酵母常规生长的复合培养基。YPD 培养基粉剂主要由胰蛋白胨、酵母提取物、葡萄糖等组成，其浓度比常规 LB 培养基高，溶于无菌水，加热使琼脂粉充分溶解。如果严格要求无菌，应高压灭菌 20min。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
YPD/YEPD 培养基粉剂	JLC3290	1L	90	RT

操作步骤：

充分溶于无菌水，加热使琼脂粉完全溶解，并加入合适的抗菌素。如需无菌，应溶解于蒸馏水或去离子水，高压灭菌 20min，待冷至 60~70℃后，加入并加入合适的抗菌素。

注意事项：

注意无菌操作，尽量避免污染。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：24 个月有效。