

A4 菌株

一、基本信息

菌株名称	A4 菌株
菌株编号	JLC_K7121
菌株品牌	江蓝纯生物
细胞规格	100μl
菌株抗性	Kan
储存条件	-20℃
菌株简介	A4 发根农杆菌是一种天然农杆菌碱性农杆菌，菌株本身均有卡那霉素 Kan（50ug/ml）的抗性，可在 YEB 或 LB 培养基上进行培养，培养的适温度为 28℃，A4 农杆菌是耗氧型，通常使用 30%的甘油保藏菌种。
培养基	YEB
菌株类别	农杆菌
培养条件	28℃，有氧，YEB
质粒转化	电转、化转
保存方式	30%甘油，-20℃
基本应用	转基因
供应范围	仅供限于科研实验研究
运输方式	低温快递运输

特别说明	细胞购买/细胞培养/动物血清/实验服务/原代提取/菌株购买，请立即与江蓝纯生物联系
二、售后服务	
细胞予重发	1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。 2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。 3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。 4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。 5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。 6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。
细胞不重发	1. 客户操作造成细胞污染，不重发。 2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。 3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。 4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。 5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。 6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。