

# NCI-H441 完全培养基

## 一、基本信息

|        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 细胞名称   | NCI-H441 完全培养基                                                                                                                                                                                                                                   |
| 细胞品牌   | 江蓝纯生物                                                                                                                                                                                                                                            |
| 细胞规格   | 500ml                                                                                                                                                                                                                                            |
| 细胞描述   | NCI-H441 细胞于 1982 年取自一位男性肺乳头状腺癌患者的心包液，该细胞系表达主要表面活性剂的脱辅基蛋白（SP-A）的 mRNA 和蛋白质。电子显微镜显示细胞多层薄片状和细胞质结构类似无纤毛分泌细胞颗粒。细胞可以在含或不含血清软琼脂克隆。                                                                                                                     |
| 产品形态   | 液体                                                                                                                                                                                                                                               |
| 培养基成分  | RPMI1640+20%FBS+1%P/S                                                                                                                                                                                                                            |
| 支原体检测  | 阴性                                                                                                                                                                                                                                               |
| 细胞生长   | 细胞生长良好，形态正常                                                                                                                                                                                                                                      |
| str 鉴定 | D3S1358:18,18; D5S818:11,12; D12S391:19.3,19.3; D13S317:9,9; D16S539:9,13;<br>D18S51:18,19; D2S1338:17,19; D2S441:14,14; D6S1043:17,17; D7S820:10,10; D8S1179:8,14;<br>FGA:24,25; Penta D:10,12; Penta E:12,12; D19S433:14,14; D21S11:32.2,32.2; |
| 细胞货期   | 现货，1 周左右                                                                                                                                                                                                                                         |
| 储存条件   | 2~8℃，避光储存                                                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 运输条件 | 冰袋避光发货                                                                                |
| 有效期  | 3 个月                                                                                  |
| 注意事项 | 使用时应注意无菌操作，避免污染。为保持本产品的使用效果，不宜长时间放置于室温或较高的温度环境中。冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响正常使用，超出保质期，必须放弃使用。 |

二、售后服务

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 细胞予重发 | <div>1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。</div> <div>2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。</div> <div>3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。</div> <div>4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。</div> <div>5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。</div> <div>6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。</div> |
| 细胞不重发 | <div>1. 客户操作造成细胞污染，不重发。</div> <div>2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。</div> <div>3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。</div> <div>4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。</div> <div>5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。</div> <div>6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。</div>                                                                                     |